

## Checklist rolstoelliften

### Voorzorgsmaatregelen

Neem bij het uitvoeren van de controle en bij eventuele reparatie alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen

Indien tijdens controle afwijkingen worden geconstateerd die veilig werken met de lift onmogelijk maken dient de lift uitgeschakeld te worden totdat de reparatie is uitgevoerd. Neem de voedingskabel los!

Vóór het uitvoeren van reparaties de elektrische voeding uitschakelen door het verwijderen van de zekering of het losnemen van de voedingskabel

### Controle

Mechanisch	
Bevestiging aan voertuig	Controleer alle bevestigingspunten waarmee de lift aan het voertuig bevestigd is
Draaipunten	Controleer alle draaipunten op slijtage, reinig en smeer waar nodig. Controleer de veren in de draagarmen
Beveiliging	Controleer de mechanische beveiligingen. Indien aanwezig: controleer de staakabels controleer de beschermplaat
Algemeen	Controle op correcte werking van de lift Let op de scheefstand van het plateau
Reinigen	Reinig de lift

Hydraulisch	
Functiecontrole	Controleer de hydraulische functies van de lift. Controleer de handpomp op correcte werking
Olieniveau	Controleer olieniveau. Indien nodig bijvullen met ATF olie
Lekkage leidingen	controleer alle leidingen op bevestiging en lekkage
Lekkage slangen	Controleer alle slangen op beschadigingen en lekkage
Lekkage cilinder	controleer cilinders op lekkage

Elektrisch	
Schakelaar functiecontrole	Controleer de schakelaars op functie en beschadiging
Controle bekabeling	Controleer alle elektrische bekabeling op slijtage en beschadiging. Vervang beschadigde delen
Beveiliging	Controleer alle elektrische beveiligingen en de werking van de knipperlichten
Zekering	Controleer de zekering op corrosie en bevestiging

Sticker	
Sticker	Vul datum in op de sticker en plak deze op het typeplaatje

**Klantgegevens**

Naam bedrijf	
Contactpersoon	
Adres	
Kenteken / busnummer	

**Algemeen**

Datum	
Naam Controleur	
Handtekening + stempel werkplaats	
Opmerkingen eigenaar	

**Gegevens lift**

Fabrikant	
Type	
Registratienummer	
Bouwjaar lift	

**Controle**

<b>Mechanisch</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>Hydraulisch</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>Elektrisch</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>H</b>
Bevestiging aan voertuig				Functiecontrole				Schakelaars			
Draaipunten, veren				olieniveau				Bekabeling			
Beveiliging				leidingen				Beveiliging			
Algemeen				slangen				Zekering			
				Cilinders							

Goed	G
Fout	F
Goed na Herstel	H

Indien de controle is uitgevoerd en alle noodzakelijke reparaties uitgevoerd vul de controledatum in op de sticker en plak deze op het typeplaatje

**Opmerkingen**

Bevindingen	
Reparatieadvies	